



Precision British Standard L50 SP BS 718, igrometro tipo L, 0.750-0.800 in 0.0005 g/cm³, lungh. Tot.: 335 mm, certificato di calibrazione DAkkS

Ludwig Schneider

Precision British Standard L50 SP BS 718, igrometro tipo L, 0.750-0.800 in 0.0005 g/cm³, lungh. Tot.: 335 mm, certificato di calibrazione DAkkS.



Code	Description	Packaging
LLG06274229	Precision British Standard L50 SP BS 718, igrometro tipo L, 0.750-0.800 in 0.0005 g/cm ³ , lungh. Tot.: 335 mm, certificato di calibrazione DAkkS	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

