



Portafiltro magnetico in PES MF5, 500 ml, diam. est. 47 mm e coperchio in PP kit con filtro a siringa

Witeg Labortechnik

Portafiltro magnetico in PES MF5, 500 ml, diam. est. 47 mm coperchio in PP kit con filtro a siringa.

- La connessione magnetica facilita il veloce e stabile attacco senza la necessità di pinze;
- La connessione magnetica permette di lavorare con una sola mano, prevenendo strappi o piegamenti della membrana;
- Base con guida per l'inserimento della membrana che ne aiuta il corretto posizionamento;
- La struttura in PES garantisce eccellente resistenza a urti e alte temperature (fino 180°C);
- Imbuto graduato con incrementi di 50 ml;
- Autoclavabile;
- Riutilizzabile;
- Diam. est. 47 mm;
- Filtro in PTFE: 25 mm, 0.2 m.



Code	Description	Packaging
LLG06274486	Portafiltro magnetico in PES MF5, 500 ml, diam. est. 47 mm e coperchio in PP kit con filtro a siringa	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

