

**Bilancia a piattaforma SXS 100K-2LM****Kern & Sohn**

Bilancia a piattaforma SXS 100K-2LM.

Bilancia a piattaforma in acciaio inossidabile.

Adatta per un uso industriale in condizioni difficili.

Adatta per le elevate esigenze di igiene nell'industria alimentare.

Dimensione del display superiore: altezza delle cifre di 55 mm. Display chiaro, retroilluminato per una comoda lettura del valore di pesata anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Grazie alle interfacce quali RS-232, RS-485 e Bluetooth (opzionale), è possibile collegare facilmente la bilancia a reti già esistenti, facilitando lo scambio di dati tra bilancia e PC o stampante.

- Portata max. 60/150 kg;
- Colore: multicolore;
- Dim. della piattaforma: 650x500x135 mm;
- Display LCd.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?  
Scopri come possiamo aiutarti**



| Code        | Description   | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06281795 | Bilancia a piattaforma SXS 100K-2LM, portata 60 kg / div. 20 g, portata 150 kg / div. 50 g, piatto di pesata 650x500 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

