

**Bilancia a piattaforma SXS 100K-2LM****Kern & Sohn**

Bilancia a piattaforma SXS 100K-2LM.

Bilancia a piattaforma in acciaio inossidabile.

Adatta per un uso industriale in condizioni difficili.

Adatta per le elevate esigenze di igiene nell'industria alimentare.

Dimensione del display superiore: altezza delle cifre di 55 mm. Display chiaro, retroilluminato per una comoda lettura del valore di pesata anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Grazie alle interfacce quali RS-232, RS-485 e Bluetooth (opzionale), è possibile collegare facilmente la bilancia a reti già esistenti, facilitando lo scambio di dati tra bilancia e PC o stampante.

- Portata max. 60/150 kg;
- Colore: multicolore;
- Dim. della piattaforma: 650x500x135 mm;
- Display LCd.

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG06281795	Bilancia a piattaforma SXS 100K-2LM, portata 60 kg / div. 20 g, portata 150 kg / div. 50 g, piatto di pesata 650x500 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

