



Kit completo, 6x250ml: tamponi pH 4.01/7.00/9.21, KCl 3 mol/l, pepsina, soluzione di conservazione, UN 3265, 8, III, (E)

Mettler Toledo

Questo kit contiene una bottiglia da 250 ml dei seguenti componenti: soluzioni tampone pH 4.01, pH 7.00, pH 9.21, elettrolita KCl 3 da mol/l, soluzione di pulizia con pepsina e soluzione di conservazione InLab.



Code	Description	Packaging
LLG06285043	Kit completo 1, 6x250ml: tamponi pH 4.01/7.00/9.21, KCl 3 mol/l, pepsina, soluzione di conservazione, UN 3265, 8, III, (E)	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

