



Occhiali super fit 9178, colore: lime, bianco, lenti: PC incolore/ UV 400, qualità supervision excellence

Uvex

Occhiali super fit 9178, colore: lime, bianco, lenti: PC incolore/ UV 400, eccellente sovravisione.



Code	Description	Packaging
LLG06291086	Occhiali super fit 9178, colore: lime, bianco, lenti: PC incolore/UV 400, qualità supravision excellence	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

