

**CERTOCLAV CV-EL 12L GS, Table autoclave, 1****CertoClav**

L'autoclave da laboratorio CertoClav EL è pronta in pochi minuti grazie al suo semplice funzionamento. La sua costruzione versatile e compatta rende questa autoclave adatta ad applicazioni nella ricerca, sviluppo e in medicina. Funzionamento semplice. Affidabile. Precisione garantita grazie al termostato e al controllo a 2 stadi.

La preparazione di terreni di coltura, controlli qualità e i processi di sterilizzazione si eseguono semplicemente e velocemente.

Il termometro e il manometro di precisione della pressione con indicatore di massima, assicurano risultati senza errori per tutte le applicazioni.

La camera di sterilizzazione è facile da aprire e chiudere, mediante la semplice rotazione del coperchio.

- Capacità Litri: 12;
- Diam. mm: 240;
- Altezza interna mm: 260.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti**



Code	Description	Packaging
LLG06314151	CERTOCLAV CV-EL 12L GS,Table autoclave,1	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

