

**Autoclave verticale con pre e post vuoto 55 litri, monofase 230V****Raypa**

Autoclave verticale con pre e post vuoto 55 litri, monofase 230V.
Le autoclavi da laboratorio verticali della Serie AE-B con prevuoto ed essiccazione sono particolarmente indicate per la sterilizzazione di carichi porosi e oggetti con geometrie complesse.
Prestazioni eccellenti, funzionalità avanzate e completa versatilità.
I carichi solidi sono completamente asciutti al termine del ciclo.
Completamente automatizzato con touchscreen da 5".

- Volume totale/utilizzabile della camera (L) 55/50;
- Dimensioni utili della camera ($\varnothing$ x H mm) 300/710;
- Dimensioni esterne (L x P x H mm) 505 x 580 x 1290;
- Altezza di carico (mm) 975;
- Peso netto (kg) 99.

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG06318012	Autoclave verticale con pre e post vuoto 55 litri, monofase 230V	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

