



Sistema compatto KEX 1000F/TK per estrazione acidi grassi, volume di estrazione 1000 ml, con rubinetto, pallone da 2000 ml e raffreddatore in titanio

Behr

Soluzione facile da usare, per estrazioni classiche secondo Soxhlet e estrazione di grassi. Con questa unità è possibile effettuare la digestione acida prima dell'estrazione (determinazione del contenuto di grassi totale secondo Weibull e Stoldt).

- Completa di recipienti di reazione, spaziatori di estrazione e raffreddatori.
- Il mantello riscaldante è dotato di un agitatore magnetico integrato..
- Estrattori con provette tipo Böckerhoff che garantiscono risultati omogenei.
- Modelli F: ideali quando è necessario effettuare una distillazione dopo l'estrazione, grazie al rubinetto.



Code	Description	Packaging
LLG06318270	Sistema compatto KEX 1000F/TK per estrazione acidi grassi, volume di estrazione 1000 ml, con rubinetto, pallone da 2000 ml e raffreddatore in titanio	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

