



Tampone a punta tonda, 68 mm, testa in schiuma di poliuretano, 2.5 x 3.0 mm, manico in PP

Ideal-tek

Tampone a punta tonda, 68 mm, testa in schiuma di poliuretano, 2.5 x 3.0 mm, manico in PP.

Ottima ritenzione del solvente.

esente da adesivi e leganti che potrebbero contaminare i successivi processi.

Non rilascia fibre: ideale quando è necessario controllare la generazione di particelle.



Code	Description	Packaging
LLG06318872	Tampone a punta tonda, 68 mm, testa in schiuma di poliuretano, 2.5 x 3.0 mm, manico in PP	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

