

**Pompa peristaltica SP311/12, dim. tubi 4x7 mm, portata 20 - 240 ml/min****Velp Scientifica**

Pompa peristaltica ideale per il trasferimento di gas, liquidi, miscele ed emulsioni in vari settori industriali.

- Manutenzione minima.
- Facile pulizia - nessun contatto di parti liquide e meccaniche.
- I tubi (2 diametri disponibili) resistono alla maggior parte dei prodotti chimici.
- Controllo elettronico della velocità.
- Prevalenza: 10 metri di colonna d'acqua.



Code	Description	Packaging
LLG06320996	Pompa peristaltica SP311/12,dim. tubi 4x7 mm, portata 20 - 240 ml/min	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

