


**Membrane filtranti in PES, diam. 142 mm, pori 0.45 µm****Sartorius**

Membrane filtranti in PES, diam. 142 mm, pori 0.45 µm. Basso contenuto di estraibili. Alti flussi.

Applicazioni tipiche

- filtrazione sterile;
- chiarificazione;
- preparazione campione.



Code	Description	Packaging
LLG06322704	Membrane filtranti in PES, diam. 142 mm, pori 0.45 µm	25 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

