

**Pompa peristaltica Reglo-Digital con MasterflexLive****VWR International**

Pompa multicanale per l'erogazione accurata di liquidi a basso flusso. Interfaccia intuitiva, touch-screen.

Compatta, da banco, facile da usare, accurata.

Controllo delle operazioni sia analogico da remoto che via schermo.

Programmi di dispensazione pre-salvati per velocizzare le operazioni.



| Code        | Description                                         | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| LLG06323017 | Pompa peristaltica Reglo-Digital con MasterflexLive | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

