



Tappi a vite SureSTART, 18 mm, alta precisione, setto silicone blu/PTFE trasparente, confezione da 100 pezzi

La-Pha-Pack

Tappi a vite SureSTART, 18 mm, alta precisione, setto silicone blu/PTFE trasparente, confezione da 100 pezzi.

Tappi con filettatura a vite con apertura di 18 mm per garantire prestazioni e sensibilità ottimali, mantenendo al contempo i più alti livelli di sicurezza e integrità del campione.

SureSTART Livello 3: alta precisione.

Confezionati in un ambiente pulito. Condizionati per fornire il livello più basso di estratti cromatografici. Garantiscono performance ottimali del metodo e alti livelli di sicurezza e integrità del campione.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

