

**Kit per monitorare la concentrazione dell'isotiazolinone, UN 3316, 9, II (E)****Tintometer**

- Per il monitoraggio dell'acqua di raffreddamento e altre applicazioni industriali;

- Funziona con cartella colori;

- Permette di eseguire il test in pochi passaggi direttamente in loco.

L'isotiazolinone ha un ampio spettro di efficacia contro la crescita microbiologica nelle acque di processo industriali, in particolare nell'acqua di raffreddamento. È efficace già a concentrazioni molto basse. Per garantirne l'efficacia, si raccomandano controlli regolari della concentrazione di isotiazolinone, al fine di evitare costi e possibili danni al materiale.



Code	Description	Packaging
LLG06325963	Kit per monitorare la concentrazione dell'isotiazolinone, UN 3316, 9, II (E)	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

