



Pinzette di precisione, in titanio, dritte, tipo 5, lungh. 110 mm, spessore 0.15 mm

Carl Roth

Pinzette di precisione, in titanio, dritte, tipo 5, lungh. 110 mm, spessore 0.15 mm.
Autoclavabili.
Perfetta simmetria e bilanciamento. Punta lucidate, antigraffio e prive di riflesso, superficie satinata.

Applicazioni

Preparazioni in microscopia, trattamento campioni, operazioni di precisione, industria elettronica, applicazioni generali di laboratorio.

100% anti-magnetiche.

Stabilità alla temperatura fino a +850 °C.

Buona resistenza alla corrosione.



Code	Description	Packaging
LLG06326051	Pinzette di precisione, in titanio, dritte, tipo 5, lungh. 110 mm, spessore 0.15 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

