

**Congelatore da laboratorio SFFsg 5501.740 con cassetto****Liebherr**

Congelatore da laboratorio con raffreddamento statico.

Dimensioni esterne:

Atezza / larghezza / profondità: 168,4 / 74,7 / 76,9 cm

Intervallo di temperatura impostabile:

-9 °C a - 30 °C.

Consumo energetico per anno:

501 kWh/a.

- Stabilità della temperatura ± 5 °C;
- Niente ghiaccio, nessuna necessità di sbrinare: **SmartFrost** riduce notevolmente la formazione di ghiaccio all'interno dell'apparecchiatura e sui prodotti;
- Interfaccia WiFi/LAN integrabile;
- Serratura meccanica con due chiavi;
- L'interno dell'apparecchiatura è realizzato da un unico pezzo di polistirene, non ha giunzioni in cui può annidarsi la sporcizia, gli angoli ampi si puliscono in maniera semplice e veloce.

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?

Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG06326532	Congelatore da laboratorio SFFsg 5501.740 con cassetto	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

