



Occhiali di protezione SecureFit 200, anti-graffio/anti-appannamento Plus coating, lenti: gialle

3M

Occhiali di protezione SecureFit 200, anti-graffio/anti-appannamento Plus coating, lenti: gialle. Provvisti di astine realizzate con 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology che permette un naturale adattamento dell'occhiale al volto, per un comfort ottimale e un'elevata sicurezza. Lenti in policarbonato per un assorbimento e con trattamento antiappannamento (AF). Categoria DPI: 2. Certificazione CE. Conformità alle norme EN 166:2001, EN 170:2002 e al Regolamento UE 2016/425.



Code	Description	Packaging
LLG06326777	Occhiali di protezione SecureFit 200, anti-graffio/anti-appannamento Plus coating, lenti: gialle	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

