



Densimetro di precisione, tipo L50 SP BS 718, 0.700-0.750:0.0005 g/cm³, senza termometro,
incl.certificato di calibrazione su 3 punti

Ludwig Schneider

Densimetro di precisione, tipo L50 SP BS 718, 0.700-0.750:0.0005 g/cm³, senza termometro,
incl.certificato di calibrazione su 3 punti.



Code	Description	Packaging
LLG06327073	Densimetro di precisione, tipo L50 SP BS 718, 0.700-0.750:0.0005 g/cm ³ , senza termometro, incl.certificato di calibrazione su 3 punti	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

