

**Congelatore da laboratorio SFFsg 4001.740 con cassette****Liebherr**

Congelatore da laboratorio con vano interno privo di fonti di accensione.

Dimensioni esterne

Altezza / larghezza / profondità: 188,4 / 59,7 / 65,4 cm.

Intervallo di temperatura impostabile:

-9 °C a - 30 °C.

Consumo energetico per anno: 384 kWh/a.

Stabilità della temperatura: ± 5 °C.

- Conformità alla Direttiva ATEX: adatto alla conservazione di sostanze infiammabili in contenitori chiusi che potrebbero creare atmosfere esplosive;
- Niente ghiaccio, nessuna necessità di sbrinare: SmartFrost riduce notevolmente la formazione di ghiaccio all'interno dell'apparecchiatura e sui prodotti;
- Interfaccia WiFi/LAN integrabile;
- Serratura meccanica con due chiavi;
- Interno in un unico pezzo di polistirene, senza giunzioni in cui può annidarsi la sporcizia;
- Relè di allarme;
- Piedini regolabili in altezza;
- Maniglia antibatterica: contiene speciali sostanze antimicrobiche che riducono i batteri fino al 99,99%. Non è necessaria una disinfezione regolare e dispendiosa in termini di tempo.

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?

Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG06327331	Congelatore da laboratorio SFFsg 4001.740 con cassette	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

