

**Congelatore da laboratorio SFFsg 4001.740 con cassette****Liebherr**

Congelatore da laboratorio con vano interno privo di fonti di accensione.

**Dimensioni esterne**

Altezza / larghezza / profondità: 188,4 / 59,7 / 65,4 cm.

**Intervallo di temperatura impostabile:**

-9 °C a - 30 °C.

**Consumo energetico per anno:** 384 kWh/a.

**Stabilità della temperatura:**  $\pm 5$  °C.

- Conformità alla Direttiva ATEX: adatto alla conservazione di sostanze infiammabili in contenitori chiusi che potrebbero creare atmosfere esplosive;
- Niente ghiaccio, nessuna necessità di sbrinare: SmartFrost riduce notevolmente la formazione di ghiaccio all'interno dell'apparecchiatura e sui prodotti;
- Interfaccia WiFi/LAN integrabile;
- Serratura meccanica con due chiavi;
- Interno in un unico pezzo di polistirene, senza giunzioni in cui può annidarsi la sporcizia;
- Relè di allarme;
- Piedini regolabili in altezza;
- Maniglia antibatterica: contiene speciali sostanze antimicrobiche che riducono i batteri fino al 99,99%. Non è necessaria una disinfezione regolare e dispendiosa in termini di tempo.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti**



| Code        | Description                                            | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06327331 | Congelatore da laboratorio SFFsg 4001.740 con cassette | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

