



Provette PCR da 0,2 ml, in strip da 8 provette, con strip PCR a 8 tappi (a cupola)

Ratiolab

Provette per PCR da 0,2 ml, in strip da 8 provette, con strip PCR a 8 tappi (a cupola).
In polipropilene puro (PP).
Trasferimento di calore rapido e omogeneo grazie al design a pareti ultrasottili
Compatibili con tutti i principali marchi di termociclatori
Prive di DNasi, RNasi e DNA.
Adatte a Real-Time-PCR.



Code	Description	Packaging
LLG06327674	Provette PCR da 0,2 ml, in strip da 8 provette, con strip PCR a 8 tappi (a cupola)	250 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

