



Imbuto di raccolta 100 ml, cilindrico NS 19/26, graduato, tappo in PTFE con equalizzazione della pressione

Lenz

Imbuto di raccolta 100 ml, cilindrico NS 19/26, graduato, tappo in PTFE con equalizzazione della pressione

- Forma cilindrica;
- Uscita e cono NS;
- Con tubo per equalizzazione della pressione;
- Con scala approssimativa;
- In vetro borosilicato 3.3.



Code	Description	Packaging
LLG06327795	Imbuto di raccolta 100 ml, cilindrico NS 19/26, graduato, tappo in PTFE con equalizzazione della pressione	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

