



Pettine 20 pozzetti, MC, spessore 1,5 mm, per l'uso con gel da 10 cm

Corning

Pettine 20 pozzetti, MC, spessore 1,5 mm, per l'uso con gel da 10 cm.



| Code        | Description                                                          | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06491726 | Pettine 20 pozzetti, MC, spessore 1,5 mm, per l'uso con gel da 10 cm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

