

**Specchietto tascabile per ispezione, rotondo****Industrial Physics**

Specchietto tascabile per ispezione, rotondo. Perfetto per il controllo di taniche e altri contenitori.

Permette l'esame di punti difficili da raggiungere.

Con giuntura sferica e clip per taschino.

Diam. specchio: 31 mm.

Min lungh.: 130 mm.

Max. lungh: 455 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06491976	Specchietto tascabile per ispezione, rotondo	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

