



Tappo di tipo crimp, in alluminio, 20 mm, rolled blank, foro 10 mm, setto butile rosso/PTFE grigio, 50° shore A, 2.5 mm, conf. 100

Chroma Globe

Tappo di tipo crimp, in alluminio, 20 mm, rolled blank, foro 10 mm, setto butile rosso/PTFE grigio, 50° shore A, 2.5 mm, conf. 100.



Code	Description	Packaging
LLG06494194	Tappo di tipo crimp, in alluminio, 20 mm, rolled blank, foro 10 mm, setto butile rosso/PTFE grigio, 50° shore A, 2.5 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 CONF. O MULTIPLI DI 10 CONF.	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

