



Elettrodo pH con sonda di temperatura, pH: 0-14, temperatura: -5...100 °C, lungh.: 120 mm

Knick Elektronische

Ideale per acqua ultrapura e analisi chimiche.

- Isolamento galvanico perfetto grazie alla tecnologia Memosens;
- Nessuna influenza dell'umidità nel connettore;
- Precalibrazione in laboratorio;
- Trasferimento dati digitale;
- Diagnostica del sensore integrata;
- Bassa manutenzione, senza rabbocco dell'elettrolita;
- Rilevatore di temperatura integrato;
- 3 giunzioni in ceramica;
- Indipendente dal flusso;
- Serbatoio KCl;
- Vetro Alpha, impedenza media, vetro universale, resistente al fluoro.



Code	Description	Packaging
LLG06496099	Elettrodo pH con sonda di temperatura, pH: 0-14, temperatura: - 5...100 °C, lungh.: 120 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

