

**Macro Spincolumn C4****Biochrom**

Macro Spincolumn C4.

SpinColumns™ per cromatografia a fase inversa, impaccate con una fase stazionaria non-polare.

- Dimensione particelle, μm : 4.5.
- Diametro pori, $\text{\AA}$: 300.
- Volume pori, ml/gm : 0.9.
- Area superficie, $100 \text{ m}^2/\text{gm}$: 100.
- % carbonio (p/p): 3.
- Sicile classe: tipo B.
- Stabilità da pH 1.5 a 10.
- Volume del campione: da $75 \mu\text{l}$ a $150 \mu\text{l}$.
- Capacità del campione: da 30 a $300 \mu\text{g}$.
- Volume di eluizione: $143 \mu\text{l}$.

La fornitura include: 2 provette da centrifuga da 2 ml con tappo superiore e inferiore.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

