



Omogeneizzatore a ultrasuoni SONOPULS HD 5200, set pronto all'uso, spina UE, 230 V (± 10 %), 50/60 Hz

Bandelin

Omogeneizzatore a ultrasuoni SONOPULS HD 5200, set pronto all'uso, spina UE, 230 V (± 10 %), 50/60 Hz.

- Per volumi da 5-1000 ml;
- Potenza ultrasonica nominale: 200 W;
- Frequenza degli ultrasuoni: 20 kHz;
- Diametro del sonotrodo: 13 mm;
- Lunghezza del sonotrodo: 5 mm;
- Impostazione del tempo: 9 h: 59 min: 59 s o funzionamento continuo;
- Tempi di pulsazione: intervalli di lavoro 0,5-600 s; intervalli di riposo 0,3-600 s;
- Potenza termica: 200 W;
- Controllo dell'ampiezza da 10 a 100 %;
- Circuito AMPLICHRON® (garantisce un'ampiezza costante indipendentemente dalle condizioni mutevoli);
- Con telecomando.

Applicazioni:

- Perforazione e disgregazione delle membrane e delle pareti di cellule, batteri, virus, tessuti (interruzione cellulare);
- Produzione di emulsioni finissime;
- Omogeneizzazione delle sostanze;
- Degassificazione dei liquidi;
- Preparazione del campione per l'analisi granulometrica;
- Accelerazione delle reazioni chimiche.



Code	Description	Packaging
LLG06522807	Omogeneizzatore a ultrasuoni SONOPULS HD 5200, set pronto all'uso, spina UE, 230 V ($\pm 10\%$), 50/60 Hz	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

