



Termometro da laboratorio, di precisione, $-1...+101\text{ }^{\circ}\text{C}$, forma a stelo, sfondo giallo, riempimento blu, lungh. 610 mm

Ludwig Schneider

Termometro da laboratorio, di precisione, $-1...+101\text{ }^{\circ}\text{C}$, forma a stelo, sfondo giallo, riempimento blu, lungh. 610 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06524073	Termometro da laboratorio, di precisione, -1...+101 °C, forma a stelo, sfondo giallo, riempimento blu, lungh. 610 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

