

**Rubinetto per buretta****Duran**

Rubinetto a chiave per buretta, in DURAN®, smerigliato, ingresso laterale, foro 2.5 mm, NS 12.5.

- In vetro borosilicato 3.3.
- Per uscite laterali delle burette, per es, per burette automatiche.
- Punta calibrata ($\varnothing$ 0,80-0,85mm) per maggior accuratezza.
- Tappo forato e smerigliato.
- Sistema di ritenzione in 3 parti.
- Autoclavabile.



Code	Description	Packaging
LLG06901169	Rubinetto a chiave per buretta, in DURAN®, smerigliato, ingresso laterale, foro 2.5 mm, NS 12.5	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

