

**Tanica con rubinetto, in resina fluorurata, FLPE, 9 litri, con tappo in PP****Nalge**

Carboy Rettangolare in HDPE fluorinato con rubinetto, con bocca larga e obusto manico in acciaio inossidabile.

Questi Carboy sono ideali per conservare e spillare una varietà di solventi.

La superficie fluorurata (internamente ed esternamente) migliora le proprietà barriera e riduce l'assorbimento dei solventi, migliorando le prestazioni a lungo termine del contenitore prevenendo perdite dovute alla permeazione.

Caratteristiche:

- Graduazioni stampate da 1 gallone e incrementi da 5 L;
- Il supporto del rubinetto stampato conferisce resistenza e impermeabilità;
- La forma rettangolare consente l'ottimizzazione dello spazio di stoccaggio;
- Graduato;
- Include: rubinetto in ETFE e chiusura a vite in polipropilene bianca fluorurata.



Code	Description	Packaging
LLG07049900	Tanica con rubinetto, in resina fluorurata, FLPE, 9 litri, con tappo in PP	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

