

**Giunto sferico, a palla, lucidato, misura in pollici****Duran**

- Conforme alle norme DIN 12244 e 12264.
- Fabbriato in vetro borosilicato 3.3.
- Distacco facilitato da una maggiore flessibilità della giunzione smerigliata.
- Non autoportante.



Code	Description	Packaging
LLG07082092	Giunto sferico, a palla, misura in pollici, S35/25, diametro 28 mm, spessore pareti 2 mm, lungh. 120 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

