



Buretta automatica, tipo Pellet, 10 ml, 0.02 ml, classe AS, in DURAN®, vetro trasparente, conformità certificata, con mandrino in PTFE (senza bottiglia)

Hirschmann Laborgeräte

Buretta automatica, tipo Pellet, 10 ml, 0.02 ml, classe AS, in DURAN®, vetro trasparente, conformità certificata, con mandrino in PTFE, graduazioni blu (senza bottiglia).

Rubinetto laterale in PTFE con valvola intermedia, , DIN EN ISO 385, SENZA BOTTIGLIA.



Code	Description	Packaging
LLG07510033	Buretta automatica di Pellet, 10 ml, grad. 0.02 ml, lungh. 500 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

