



Tubo polarimetrico in vetro, 100 mm, autoregolante, monitoraggio della temperatura tra 10°C e 40°C

A. Krüss Optronic

Tubo polarimetrico in vetro, 100 mm, autoregolante, monitoraggio della temperatura tra 10°C e 40°C.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

