

**Sonda per temperatura e umidità con interfaccia USB****Bohlender**

Sonda per temperatura e umidità, adatta a tutti gli essiccatori, include interfaccia USB.

Ampio intervallo di misurazione, alta risoluzione, linearità e durata molto buone.

Caratteristiche

- Range di misura 0–100% rh, $\pm 2\%$ e
- -40 to 80 °C, $\pm 0,5$ K
- Umidità: 0,01% rh
- Temperatura: 0,01 K
- Peso: 100 g
- Dimensioni: Ø 12 x 125 mm.



Code	Description	Packaging
LLG07672384	Sonda per temperatura e umidità con interfaccia USB, Ø 12 x 125 mm, acciaio	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

