

**Occhiali di sicurezza i-5 9183, colore: antracite, blu, lenti in PC trasparenti****Uvex**

Massima sicurezza grazie al design innovativo e moderno. Vestibilità estremamente confortevole anche per uso prolungato.

Caratteristiche

- Robusta lente in polycarbonato con tecnologia di rivestimento uvex supravision - lente con resistenza ai graffi;
- Lenti in PC: incolore;
- La montatura avvolge la fronte e offre un'ulteriore protezione dalle particelle;
- Stanghette ergonomiche con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più livelli: elevato livello di personalizzazione e garantiscono una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso;
- Le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione;
- Il nasello morbido e flessibile si adatta a chi indossa gli occhiali e garantisce una vestibilità antiscivolo e senza pressione;
- Certificazione in conformità alle normative EN 166 (protezione personale degli occhi) e EN 170 (filtro UV).
- Marcatura: W 166 FT CE – 2C-1,2 W1 FTK CE.
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UVA e UVB fino a 400 nm.



Code	Description	Packaging
LLG07911460	Occhiali di sicurezza i-5 9183, colore: antracite, blu, lenti in PC trasparenti	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

