

**Contenitori in polipropilene con tappo a vite****Kartell**

Contenitori in polipropilene con tappo a vite in PE.
Di forma cilindrica, imboccatura larga e dotati di tappo a vite a tenuta.



Code	Description	Packaging
LLG07970217	Contenitore con tappo a vite 60ml	600 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

