

**Elettrodo per conducibilità/temperatura CONSEN9201D****Eutech**

Elettrodo per conducibilità/temperatura CONSEN9201D.

Gli elettrodi di conducibilità Eutech™ vengono utilizzati per diverse applicazioni.

Misurazioni rapide e accurate della conducibilità sul campo, nei laboratori e nelle scuole.

**Specifiche**

- Parametro: conducibilità / temperatura;
- Intervallo conducibilità: 0 a 350 mS;
- Intervallo di temperatura: 0 a 100 °C\*;
- Celle: 4;
- Costante di cella:  $K = 0,530$ ;
- Materiale della cella: grafite con corpo in resina epossidica;
- ATC: Sì;
- Dimensioni (asta): 144 x 16 mm;
- Lunghezza cavo: 1 m;
- Connettore: DIN a 8 poli;
- Compatibile con: CON 2700 / PC 2700.

\*Temperatura costante massima di 75 °C; misurazioni intermittenti fino a 100 °C.



| Code        | Description                                                          | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG07971073 | Elettrodo in graffite per conduttivimetro CON 2700, range 0 - 350 mS | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

