

**Bottiglie con flangia profilata, in vetro DURAN****Duran**

Bottiglie con flangia profilata, in vetro DURAN.

Applicazioni tipiche: campionamento e coltura.



Code	Description	Packaging
LLG09010354	Bottiglia con flangia profilata, senza tappo, cap. 1000 ml, diam. 95 x 265 h mm, diam. bocca 17 mm	1 pz.
LLG09010454	Bottiglia con flangia profilata, con tappo clamp, cap. 1000 ml, diam. 95 x 265 h mm, diam. bocca 17 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

