

**Flacone penicillina in vetro DURAN****Duran**

Flacone penicillina in vetro DURAN. A Superficie piana e ampia che permette ai microrganismi può crescere uniformemente verso l'alto, garantisce una migliore aerazione e quindi una crescita più rapida. Collo curvato per prevenire spillamento accidentale. Applicazione tipica: preparazione di terreni di coltura.



Code	Description	Packaging
LLG09010520	Flacone penicillina in vetro DURAN, 4 L, diam. esterno collo 50 mm, h 90 mm, largh. 370 mm, base 200 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

