

**Tampone in capsula, pH 10 a 25°C, blu****Reagecon**

Capsule di tampone pH testate a 25°C secondo il metodo accreditato ISO 17025 (A2LA Ref: 6739.03) e tracciabili NIST.

- Ogni capsula permette di ottenere fino a 100 ml di tampone pH.
- Esente da conservanti.
- Facile da stoccare e trasportare.
- Confezionamento con codice colore: facile da identificare e usare.
- Lunga durata.
- Solubile velocementel.
- Vaore di pH: 10.00 ± 0.02 .





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

