

**Bottiglia per reagenti, in vetro DURAN®, collo stretto, ambrata****Duran**

Bottiglie con collo smerigliato. Tutti i componenti sono in vetro, quindi adatti per la conservazione di sostanze aggressive che potrebbero attaccare le parti in plastica. Proprietà DURAN® immutate all'interno della bottiglia, poiché la colorazione è solo sulla superficie esterna.

Colore ambrato molto uniforme, durevole e chimicamente resistente grazie all'uso di una tecnologia innovativa. **Applicazione tipica:** conservazione di liquidi.

- Conforme USP 670 e USP 671 (trasmissione spettrale).



Code	Description	Packaging
LLG09070914	Bottiglia collo stretto, DURAN, ambrata, 25 ml, collo 12/21, diam.36 mm, h 64 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

