

**Bottiglia per reagenti, in DURAN®, a collo largo smerigliato****Duran**

Bottiglia per reagenti in vetro DURAN®, collo largo, trasparente. Collo con smerigliatura standard.

- Realizzata in vetro borosilicato 3.3, di tipo 1 secondo USP 600, EP (3.2.1) e JP 7.01, inoltre, conforme ai requisiti ASTM E438, tipo I;
- Facile accesso al contenuto della bottiglia grazie all'ampio diametro del collo;
- Chiusura a tenuta grazie alla smerigliatura standard del collo;
- Stampe in ceramica bianca cotta al fuoco, ad elevata durata.



Code	Description	Packaging
LLG09071636	Bottiglia per reagenti, collo largo smerigliato, trasparente, con tappo ottagonale in PE, 5000 ml, 85/55, diam. 182 mm, h 358 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

