

**Bottiglia per reagenti, in DURAN®, a collo largo smerigliato****Duran**

Bottiglia per reagenti in vetro DURAN®, collo largo, trasparente. Collo con smerigliatura standard.

- Realizzata in vetro borosilicato 3.3, di tipo 1 secondo USP 600, EP (3.2.1) e JP 7.01, inoltre, conforme ai requisiti ASTM E438, tipo I;
- Facile accesso al contenuto della bottiglia grazie all'ampio diametro del collo;
- Chiusura a tenuta grazie alla smerigliatura standard del collo;
- Stampe in ceramica bianca cotta al fuoco, ad elevata durata.



| Code        | Description                                                                                                                      | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09071636 | Bottiglia per reagenti, collo largo smerigliato, trasparente, con tappo ottagonale in PE, 5000 ml, 85/55, diam. 182 mm, h 358 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

