



Bottiglia aspirante, in vetro DURAN®, con collo liscio e tubo di collegamento nella parte inferiore

Duran

Bottiglia aspirante, in vetro DURAN®, con collo liscio e tubo di collegamento nella parte inferiore.

Per dispensare o stoccare soluzioni.

Il raccordo in vetro permette il collegamento a tubi flessibili.



Code	Description	Packaging
LLG09072544	Bottiglia aspirante, in vetro DURAN®, con collo liscio e tubo di collegamento nella parte inferiore, 250 ml, diam. 73 x 130 h mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

