

**Pallone in vetro DURAN, fondo tondo, flangia piatta****Duran**

Pallone in vetro DURAN, fondo tondo, flangia piatta.

Resistente alla pressione e al vuoto grazie allo spessore della parete e alla geometria.

Scanalatura per guarnizione O-ring.

**Nota:** alla massima temperatura di utilizzo di 250°C e alla massima pressione operativa, la differenza di temperatura nella parete di vetro dei palloni a flangia piatta non deve superare i 30°C.

**Applicazioni tipiche:** reazioni sotto pressione e/o ad alta temperatura.



| Code        | Description                                                                                                                                           | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09142563 | Pallone fondo tondo con bordo piatto, DURAN, DN 100, 2000 mL, diam. 165 x 215 h mm, diam. esterno flangia 138 mm, massima pressione a 250 °C 1 bar    | 1 pz      |
| LLG09142571 | Pallone fondo tondo con bordo piatto, DURAN, DN 100, 4000 mL, diam. 206 x 265 h mm, diam. esterno flangia 138 mm, massima pressione a 250 °C 1 bar    | 1 pz      |
| LLG09142576 | Pallone fondo tondo con bordo piatto, DURAN, DN 100, 6000 mL, diam. 236 x 295 h mm, diam. esterno flangia 138 mm, massima pressione a 250 °C 1 bar    | 1 pz      |
| LLG09142586 | Pallone fondo tondo con bordo piatto, DURAN, DN 100, 10000 mL, diam. 280 x 340 h mm, diam. esterno flangia 138 mm, massima pressione a 250 °C 0,5 bar | 1 pz      |
| LLG09142591 | Pallone fondo tondo con bordo piatto, DURAN, DN 100, 20000 mL, diam. 350 x 410 h mm, diam. esterno flangia 138 mm, massima pressione a 250 °C 0,5 bar | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

