



Flask per colture cellulari, in PS, sterile, tappo a vite rosso, superficie CELLSTAR® TC

Greiner Bio-One

Beuta per colture cellulari, in PS, sterile, tappo a vite rosso, volume massimo 50 mL, superficie CELLSTAR® TC da 25 cm².

- Volume di lavoro: 5-10 mL
- Trattamento fisico della superficie per una miglior adesione cellulare
- Esente da DNasi, RNasi, DNA umano, pirogeni.
- Non-citotossica.
- Tappo a vite con posizione di ventilazione.
- Design studiato per permettere il raggiungimento del fondo della fiasca con cell scraper e consentire l'accesso agevole di pipette.
 - Il collo alto riduce il rischio di formazione di condensa all'interno del tappo, fornendo ulteriore protezione dalla contaminazione.
 - Collo inclinato, trattato per colture cellulari.



Code	Description	Packaging
LLG09407026	Flask per colture cellulari, in PS, sterile, tappo a vite rosso, 50 ml, superficie CELLSTAR® TC da 25 cm2	200 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

