

**Autoclavi automatiche AE-75 DRY****Raypa**

Autoclave AE-75-DRY.

Le autoclavi da laboratorio verticali con essiccazione della serie AE-DRY sono progettate specificamente per sterilizzare carichi solidi e migliorare la produttività del laboratorio.

I carichi solidi sono completamente asciutti al termine del ciclo.

Ottimi materiali da costruzione.

- Volume totale/utilizzabile della camera (L) 79/75;
- Dimensioni utili della camera (Ø x H mm) 400 x 600;
- Dimensioni esterne (L x P x H mm) 610 x 700 x 1185;
- Altezza di carico (mm) 870;
- Peso netto (kg) 123.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti**



Code	Description	Packaging
LLG09851890	Automatic autoclaves AE-75 DRY	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

