



Tappo a crim, N11, in alluminio, colore argento, foro centrale, setto in gomma naturale/ETFE

Macherey Nagel

La gomma naturale, grazie alla sua struttura molecolare, ha eccellenti proprietà risigillanti. Tuttavia, è difficile da penetrare e mostra più it is very hard to penetrate and shows more frammentazione della gomma rossa morbida/FEP. Inoltre, trattandosi di un prodotto naturale, la purezza analitica è meno standardizzata rispetto a materiali sintetici.

- Tipo di chiura: crimp;
- Duametro nominale: N 11;
- Assemblato;
- In alluminio
- Colore argento;
- Con foro;
- Setto in gomma naturale/ETFE;
- Colore del setto: rosso arancio/incolore;
- Spessore setto: 1.0 mm;
- Durezza setto: 45° shore A;
- Resistenza alla temperatura: da -40 °C fino a 120 °C;
- Applicazioni raccomandate: gascromatografia;
- Compatibilità con autocampionatori: Agilent.



Code	Description	Packaging
MNL70246	Tappo a crim, N11, in alluminio, colore argento, foro centrale, setto in gomma naturale/ETFE di 1 mm di spessore	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

